



Φακελάκια αντιδραστηρίου φωσφορικών PhosVer 3 σε σκόνη, δείγμα 25 mL, συσκ. των 1000

Αρ. προϊόντος:

212528

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των ορθοφωσφορικών. Για δείγματα 25 mL. συσκ. των 1000.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	1000
Αριθμός μεθόδου :	8048
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1000 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Ασκορβικό οξύ
Όργανο :	DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Όρθο-Φωσφορικά