



Αντιδραστήριο Citric Acid / Surfactant για την ανάλυση των Πυριτικών

Αρ. προϊόντος:

2347003

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο Citric Acid / Surfactant (2.9 L) χρησιμοποιείται στους Αναλυτές Πυριτικών, Silica Analyser 5000.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	N/A
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	2.9 L
Όργανο :	5500sc Silica
Παράμετρος :	Silica
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.