



Installation kit for 5500sc Silica/Phosphate analyzers

Αρ. προϊόντος:

6783500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Installation kit includes: pressure regulator (4 psi), Y-strainer, Torx drivers (T20, T25), stir bar, tubing, screws, connectors, sample valve, grounding kit, cables, bags, labels, plastic funnel.

Προδιαγραφές

Αισθητήριο :

5500sc Silica/Phosphate analyzers