



Δείκτης DPD σε σκόνη, για ελεύθερο + ολικό, 24 g

Αρ. προϊόντος:

2297255

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τη συσκευή ανάλυσης χλωρίου CL17/CL17sc

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

450

Εύρος μέτρησης :

N/A

Κατηγορία:

Jar

Όργανο :

CL17/CL17sc

Παράμετρος :

Chlorine, Free

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.