



Ρυθμιστικό διάλυμα ελεύθερου χλωρίου για αναλυτές χλωρίου CL17/CL17sc (473 mL)

Αρ. προϊόντος:

2314111

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

450

Εύρος μέτρησης :

N/A

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όργανο :

CL17/CL17sc

Παράμετρος :

Chlorine, Free

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.