



Πρότυπο χλωρίου 100 - 130 mg/L

Αρ. προϊόντος:

2835801

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αυτό το πρότυπο διάλυμα χλωρίου μπορεί να αραιωθεί για να επαληθευτεί η ακρίβεια του αναλυτή χλωρίου CL17 ή για να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή καμπύλη βαθμονόμησης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν απαιτείται ξεχωριστή καμπύλη βαθμονόμησης για το CL17. Συσκευασία μίας αμπούλας των 20 mL.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :

Μη διαθέσιμο

Όργανο :

CL17

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Διατηρείται στο ψυγείο.

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)