



Πρότυπο διάλυμα φορμαζίνης για τη θολότητα, 4000 NTU, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

246149

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Το πρότυπο διάλυμα για τη θολότητα μπορεί να αραιωθεί για να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε θολόμετρο της Hach.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	N/A
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL 500 mL
Παράμετρος :	Turbidity
Συγκέντρωση :	4000 NTU
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight