



## Κιτ πρότυπου διαλύματος βαθμονόμησης θολότητας μεγάλου όγκου StablCal, 20 NTU και 0,1 NTU

Αρ. προϊόντος:

2659600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Κιτ πρότυπου διαλύματος βαθμονόμησης θολότητας μεγάλου όγκου StablCal για τα θολόμετρα Hach σειράς 1720. Τα αποδεκτά από την USEPA για σκοπούς βαθμονόμησης πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal για τη θολότητα είναι πραγματικές αραιώσεις φορμαζίνης που έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε κάθε θολόμετρο. Το κιτ StablCal περιλαμβάνει από 4 φιάλες, 1 λίτρου από τα εξής: 0,1 NTU, 20 NTU.

### Ακριβή, προ-αναμεμειγμένα διαλύματα φορμαζίνης

Τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal για τη θολότητα είναι πραγματικές αραιώσεις φορμαζίνης που έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε κάθε θολόμετρο. Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία κατασκευής, η Hach προετοιμάζει τα πρότυπα StablCal σε ακριβείς συγκεντρώσεις έως και 0,060 NTU για συμβατικά θολόμετρα. Εγγύηση διάρκειας ζωής για έως και δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Είτε παρακολουθείτε τα υγρά απόβλητα, πόσιμο νερό υψηλής επεξεργασίας ή μια ροή βιομηχανικής επεξεργασίας, μπορείτε να έχετε απόλυτη πίστη στα αποτελέσματα που θα λάβετε με τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal της Hach.

### Δεν απαιτείται ειδικός γυάλινος εξοπλισμός ή δύσκολες εργαστηριακές τεχνικές

Η Hach ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τη φορμαζίνη ως πρότυπο διάλυμα για τη θολότητα στη βιομηχανία πόσιμου νερού, πάνω από 40 χρόνια πριν. Έκτοτε, η φορμαζίνη αποτελούσε το μόνο πρωτογενές πρότυπο που ήταν αποδεκτό σε όλο τον κόσμο για ρυθμιστικούς σκοπούς αναφοράς. Όλα τα άλλα πρότυπα θολότητας, εναλλακτικά και δευτερεύοντα, πρέπει να ιχνηλατούνται με βάση τη φορμαζίνη.

## Προδιαγραφές

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Εύρος μέτρησης :        | Μη διαθέσιμο                                                         |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | 4x 1 L έκαστο                                                        |
| Παράμετρος :            | Θολότητα                                                             |
| Συγκέντρωση :           | 20 NTU                                                               |
|                         | 0,1 NTU                                                              |
| Συνθήκες Αποθήκευσης:   | Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25 °C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως |