



Πρότυπο διάλυμα θολότητας StablCal, #0,1 NTU, 1000 mL (1 L)

Αρ. προϊόντος:

2659753

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Πρότυπο θολότητας StablCal για όλα τα θολόμετρα. Αποδεκτό από την USEPA για σκοπούς βαθμονόμησης. Τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal για τη θολότητα είναι πραγματικές αραιώσεις φορμαζίνης που έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε κάθε θολόμετρο. Τιμή NTU: <0,1. Φιάλη: 1000 mL.

Ακριβή, προ-αναμεμειγμένα διαλύματα φορμαζίνης

Τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal για τη θολότητα είναι πραγματικές αραιώσεις φορμαζίνης που έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε κάθε θολόμετρο. Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία κατασκευής, η Hach προετοιμάζει τα πρότυπα StablCal σε ακριβείς συγκεντρώσεις έως και 0,060 NTU για συμβατικά θολόμετρα. Εγγύηση διάρκειας ζωής για έως και δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Είτε παρακολουθείτε τα υγρά απόβλητα, πόσιμο νερό υψηλής επεξεργασίας ή μια ροή βιομηχανικής επεξεργασίας, μπορείτε να έχετε απόλυτη πίστη στα αποτελέσματα που θα λάβετε με τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal της Hach.

Δεν απαιτείται ειδικός γυάλινος εξοπλισμός ή δύσκολες εργαστηριακές τεχνικές

Η Hach ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τη φορμαζίνη ως πρότυπο διάλυμα για τη θολότητα στη βιομηχανία πόσιμου νερού, πάνω από 40 χρόνια πριν. Έκτοτε, η φορμαζίνη αποτελούσε το μόνο πρωτογενές πρότυπο που ήταν αποδεκτό σε όλο τον κόσμο για ρυθμιστικούς σκοπούς αναφοράς. Όλα τα άλλα πρότυπα θολότητας, εναλλακτικά και δευτερεύοντα, πρέπει να ιχνηλατούνται με βάση τη φορμαζίνη.

Αναπτύχθηκε για χρήση σε οποιοδήποτε θολόμετρο.

Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία κατασκευής, η Hach προετοιμάζει τα πρότυπα StablCal σε ακριβείς συγκεντρώσεις έως και 0,060 NTU για συμβατικά θολόμετρα.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	Μη διαθέσιμο
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 L
Παράμετρος :	Θολότητα
Συγκέντρωση :	<0,1 NTU
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25 °C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως