



Πρότυπο διάλυμα θολότητας Stablcal 1,0 NTU

Αρ. προϊόντος:

2659853

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Σταθεροποιημένο πρότυπο θολότητας φορμαζίνης για χρήση με οποιοδήποτε θολόμετρο. Φιάλη 1000 mL.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :

Μη διαθέσιμο

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 L

Παράμετρος :

Θολότητα

Συγκέντρωση :

1,0 NTU

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25 °C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως