



Πρότυπο διάλυμα θολότητας Stablcal 20 NTU (1000 mL)

Αρ. προϊόντος:

2660153

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Πρότυπο θολότητας Stablcal για όλα τα θολόμετρα. Αποδεκτό από την USEPA για σκοπούς βαθμονόμησης. Τα πρότυπα σταθεροποιημένης φορμαζίνης StablCal για τη θολότητα είναι πραγματικές αραιώσεις φορμαζίνης που έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε κάθε θολόμετρο. Τιμή NTU: 20,0. Φιάλη: 1000 mL (1 L).

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	Μη διαθέσιμο
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 L
Παράμετρος :	Θολότητα
Συγκέντρωση :	20 NTU
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25 °C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως