



CDC511T Conductivity cell, 4-pole, pure water

Αρ. προϊόντος:

E61M009

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

4-pole conductivity electrode with MAB6 plug and PMP body. Cell constant 1cm^{-1} . With temperature sensor. Max. temperature 80°C , min. sample volume 3mL. For pure water.

Προδιαγραφές

Conductivity Cell:

CDC511T

Εγγύηση :

12 μήνες

Ειδικά χαρακτηριστικά :

Conductivity electrode with MAB6 plug and PMP body.

Ηλεκτρόδιο :

4-pole, pure water