



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου μολυβδαινικών

Αρ. προϊόντος:

104199

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό διοξειδίου του πυριτίου σε υψηλό εύρος μέτρησης με τη μέθοδο Silicomolybdate (0 - 100,0 mg/L SiO₂). Για δείγμα 25 mL. Συσκευασία των 100.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8185
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Silicomolybdate
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου