



Φακελάκια με σκόνη μολυβδαινίου MolyVer 2

Αρ. προϊόντος:

1414869

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του μολυβδαινίου υψηλού εύρους (0 - 40,0 mg/L Mo), με τη μέθοδο μερκαπτο-οξικού οξέος. Για δείγμα 25 mL. Συσκευασία των 100.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8036
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ. των 100
Όνομα μεθόδου :	Μερκαπτο-οξικό οξύ
Παράμετρος :	Μολυβδαίνιο