



Λάδι σιλικόνης, 15 mL SCDB

Αρ. προϊόντος:

126936

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πολλαπλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας κυψελίδων δείγματος θολότητας, για σειρές TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

15 mL