



Νερό, απιονισμένο και απεσταγμένο, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

27249

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Απιονισμένο νερό τύπου 2

Ειδική αγωγιμότητα: $\leq 1 \mu\text{S}/\text{cm}$,

Πυριτικά (SiO_2): $\leq 30 \mu\text{g}/\text{L}$,

Χλωριόντα (Cl^-): $\leq 20 \mu\text{g}/\text{L}$,

Σκληρότητα: Αρνητικό,

Κατανάλωση KMnO_4 : Αρνητικό

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος :

500 mL

Περιγραφή :

Νερό, απιονισμένο