



Φακελάκια με ρυθμιστικό διάλυμα θρεπτικού μέσου BOD, 300 mL, 50/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

1416066

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντιδραστήρια για BOD (Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο)

Για παρασκευή νερού αραιώσης BOD5. Κάθε φακελάκι συνδυάζει το καθορισμένο κατά ΑΡΗΑ ρυθμιστικό διάλυμα και θρεπτικά μέσα για την παρασκευή 300 mL νερού αραιώσης. Συσκευασία με 50 φακελάκια.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Εφαρμογή:	Παρασκευή νερού αραιώσης
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Μονάδες μέτρησης:	50/pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τμχ.
	300 mL/φακελάκι
Παράμετρος :	BOD
Περιγραφή :	Θρεπτικά μέσα και ρυθμιστικό διάλυμα
Τύπος :	Θρεπτικά συστατικά και ρυθμιστικό διάλυμα

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Κόκκος εμβολιασμού BOD, Polyseed, συσκ./50 κάψουλες (Item 2918700)
- Πρότυπο διάλυμα BOD, 300 mg/L, συσκ. των 16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL (Item 1486510)
- Αναστολέας νιτροποίησης για BOD, τύπος 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)