



Σετ δευτερογενών προτύπων αντιδραστηρίων σε μορφή gel SpecCheck, DPD για χλώριο - MR

Αρ. προϊόντος:

2980500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Κιτ δευτερογενών προτύπων χλωρίου SpecCheck για μεθόδους χλωρίου DPD μεσαίου εύρους μέτρησης. Περιέχει ένα κενό φιαλίδιο και 3 έγχρωμα φιαλίδια των ~0,2, ~1,6 και ~2,7 mg/L Cl₂. Τα έτοιμα για χρήση κιτ δευτερογενών προτύπων αντιδραστηρίων SpecCheck περιλαμβάνουν τέσσερις σφραγισμένες γυάλινες κυψελίδες των 10 mL (1 ίντσας) μαζί με ένα τυφλό και τρία διαφορετικά πρότυπα αντιδραστήρια εντός του τυπικού εύρους μέτρησης για τα τεστ, οδηγίες, πλαστική θήκη και Πιστοποιητικό ανάλυσης. Τα πρότυπα αντιδραστήρια SpecCheck έχουν σύσταση καθορισμένη από υπολογιστή και διάρκεια αποθήκευσης δύο ετών από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση: Για χρήση μόνο με μεθόδους χλωρίου DPD μεσαίου εύρους μέτρησης (Χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II, DR300 και DR900).

Δεν συνιστάται για χρήση με μεθόδους χαμηλού εύρους μέτρησης (συμπεριλαμβανομένου του Χρωματομέτρου τσέπης Pocket Colorimeter II LR/HR).

*Το προϊόν αυτό δεν έχει αξιολογηθεί για δοκιμή για χλώριο και χλωραμίνες σε ιατρικές εφαρμογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρότυπα συμπαγούς γέλης - Δεν απαιτείται προετοιμασία

Ιδανική για επαλήθευση οργάνου στο εργαστήριο και στο πεδίο

Εγγύηση απόδοσης 2 ετών

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

Σετ 4 φιαλιδίων

Όνομα μεθόδου :

DPD

Συγκέντρωση :

0 - 4,0 mg/L Cl₂