



Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου Μονοχλωραμίνης/Ελεύθερων Αμμωνιακών SpecCheck

Αρ. προϊόντος: 2507500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Στερεά, έτοιμα για χρήση πρότυπα αντιδραστήρια σε μορφή γέλης (σετ 4 φιαλιδίων), για επαλήθευση οργάνων στο εργαστήριο και στο πεδίο.

Μονοχλωραμίνη 0,04-4,50 mg/L Cl_2 , Ελεύθερα Αμμωνιακά 0,2-0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	Σετ 4 φιαλιδίων
Όνομα μεθόδου :	Ινδοφαινόλη
Περιγραφή :	Μονοχλωραμίνη/Αλεύθερη Αμμωνία
Συγκέντρωση :	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2