



REF361 Reference electrode, Ag/AgCl, non-aqu. media

Αρ. προϊόντος:

E21M003

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Electrode for non-aqueous media, with BNC plug, shielded cable. Liquid junction: glass sleeve, salt bridge solution: 3M KCl with sat. AgCl. Temperature range -5 to 80°C.

Προδιαγραφές

Εγγύηση :

6 μήνες

ηλεκτροδίων αναφοράς :

REF361