



T201 Glass temperature sensor, cinch plug connector

Αρ. προϊόντος:

E51M001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Length 103mm, temperature range -10 to 105°C.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις (BxM):	7.5 mm x 103 mm
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος μέτρησης :	-10 - 105 °C
Μήκος :	103 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Τύπος αισθητηρίου :	10 kohm resistance thermistor
Τύπος ηλεκτροδίων :	Temperature sensor
Υλικό :	Glass