



## Σετ αντιδραστηρίων, σκληρότητα (ολική), HR, ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2448100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας, 100 - 4000 mg/L CaCO<sub>3</sub>, μέθοδος EDTA. Σετ αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας με τη μέθοδο τιτλοδότησης ψηφιακού τιτλοδότη EDTA (μέθοδος Hach 8213). Εύρος μέτρησης: 100 - 4.000 mg/L ως CaCO<sub>3</sub>. Το σετ περιλαμβάνει: Ρυθμιστικό διάλυμα (σκληρότητα 1), φακελάκια με σκόνη δείκτη σκληρότητας ManVer 2 και φυσίγγιο ψηφιακού τιτλοδότη EDTA 0,800 M για 40 - 100 τεστ.

### Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

### Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

### Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

### Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

## Προδιαγραφές

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Αριθμός δοκιμών :       | 100                                         |
| Αριθμός μεθόδου :       | 8213                                        |
| Ειδικά χαρακτηριστικά : | Σετ αντιδραστηρίων, HR, ψηφιακός τιτλοδότης |
| Εύρος μέτρησης :        | 100 - 4000 mg/L CaCO <sub>3</sub>           |
| Κατηγορία:              | Ψηφιακός τιτλοδότης                         |
| Όνομα μεθόδου :         | Τιτλοδότηση EDTA                            |
| Παράμετρος :            | Σκληρότητα (Ολική)                          |