



Σετ αντιδραστηρίων σκληρότητας (ασβέστιο και ολική), ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2272100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ασβεστίου και της ολικής σκληρότητας με τιτλοδότηση ψηφιακού τιτλοδότη EDTA. Εύρη μέτρησης: 10 - 160 και 100 - 4000 mg/L CaCO₃. Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει: Ρυθμιστικό διάλυμα (Σκληρότητα 1), Φακελάκια με σκόνη δείκτη ασβεστίου CalVer 2, Φακελάκια με σκόνη δείκτη σκληρότητας ManVer 2, Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (8 N), Φυσίγγια τιτλοδότησης EDTA (1 έκαστο) (0,800 και 0,0800 M) και θειικό οξύ 5,25 N.

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων, ψηφιακός τιτλοδότης
Εύρος μέτρησης :	10 - 160 mg/L και 100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA
Παράμετρος :	Σκληρότητα (ασβέστιο και ολική)