



Διάλυμα δείκτη ασβεστίου/μαγνησίου, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2241849

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό με τη χρωματομετρική μέθοδο καλμαγίτη. Μέθοδος Hach 8030. Φιάλη των 500 mL

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

500

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Χρωματομετρική καλμαγίτη