



Φακελάκια με ρυθμιστικό διάλυμα θρεπτικού μέσου αναπνευσιομετρικού BOD, συσκ./50

Αρ. προϊόντος:

2962266

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για χρήση με τη συσκευή BODTrak II. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πρότυπων μεθόδων 5210 D. Χρησιμοποιήστε ένα φακελάκι ανά φιάλη δείγματος. Περιλαμβάνεται με τη συσκευή BODTrak II (2952400) και το σετ αντιδραστηρίων BODTrak II με φιάλες (2952440).

Προδιαγραφές

Package settings:

Φακελάκια με σκόνη

Εφαρμογή:

BODTrak II

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 τμχ.

Περιγραφή :

1 φακελάκι/φιάλη

Θρεπτικά μέσα και ρυθμιστικό διάλυμα

Τύπος :

Θρεπτικά συστατικά και ρυθμιστικό διάλυμα