



Καπάκι, λευκό, για σωληνάρια καλλιέργειας και φιαλίδια δείγματος DR1300 FL, συσκ./6

Αρ. προϊόντος:

2241106

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιλαμβάνει 6 λευκά βιδωτά καπάκια για σωληνάρια καλλιέργειας (2275800, 2275806) και φιαλίδια δείγματος DR1300 FL (100866). Το καπάκι διαθέτει μια σταθερά τοποθετημένη επένδυση από φθοριούχο πολυμερές, η οποία δημιουργεί μια ασφαλή και εξαιρετικά αδρανή επιφάνεια στεγανοποίησης.