



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για το νερό: pH, αλκαλικότητα και αγωγιμότητα

Αρ. προϊόντος:

AP0002.AT1102

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό του pH, της αλκαλικότητας και της αγωγιμότητας στο νερό. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλα AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Δημοτικές εφαρμογές
Παράμετρος :	pH/αλκαλικότητα και αγωγιμότητα
Συμβατότητα οργάνου :	AT1102

AT1112

AT1122

AT1222

Τι περιέχει το καλάθι:	Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.
------------------------	--

Τύπος :	Application Pack
---------	------------------

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.