



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για το νερό: Σκληρότητα Ca και Mg (ISE)

Αρ. προϊόντος: **AP0003.AT1112**

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλα AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Δημοτικές εφαρμογές
Παράμετρος :	Σκληρότητα Ca και Mg (ISE)
Συμβατότητα οργάνου :	AT1112

AT1122

AT1222

Τι περιέχει το καλάθι: Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.

Τύπος : Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.