



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για το νερό: pH, αλκαλικότητα και σκληρότητα (ISE)

Αρ. προϊόντος: **AP0005.AT1222**

EUR Τιμή: **Επικοινωνήστε μαζί μας**
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό του pH, της αλκαλικότητας και της σκληρότητας ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλο AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Δημοτικές εφαρμογές
Παράμετρος :	pH/αλκαλικότητα και σκληρότητα
Συμβατότητα οργάνου :	AT1222
Τι περιέχει το καλάθι:	Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης, γυάλινη φιάλη 1 L.
Τύπος :	Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης, γυάλινη φιάλη 1 L.