



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για νερό: Χλωριόντα

Αρ. προϊόντος:

AP0009.AT1112

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό χλωριόντων στο νερό. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλα AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Δημοτικές εφαρμογές
Παράμετρος :	Χλωριούχα
Συμβατότητα οργάνου :	AT1112

AT1122

AT1222

Τι περιέχει το καλάθι:	Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.
------------------------	--

Τύπος :	Application Pack
---------	------------------

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.