



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για τρόφιμα και ποτά: Άλατα

Αρ. προϊόντος:

AP0010.AT1112

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό αλάτων σε τρόφιμα. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλα AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Εφαρμογές τροφίμων και ποτών
Παράμετρος :	Άλατα σε τρόφιμα
Συμβατότητα οργάνου :	AT1112

AT1122

AT1222

Τι περιέχει το καλάθι:

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.

Τύπος :

Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.