



HQ11D Digital pH meter kit, pH Gel electrode, Standard Laboratory, 3 m

Αρ. προϊόντος:

HQ11D.99.103000

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Digital Electrochemistry with HQD

Portable pH/ORP meter. Instrument with Standard Laboratory pH Gel electrode, cable length 3 m.

The digital meter/electrode system combines reliability, flexibility and ease of use. Interchangeable Intellical electrodes are recognised automatically and store all relevant data. Rugged, nearly indestructible outdoor versions with multiple cable lengths enable measurements even at previously inaccessible locations.

Replaced by NEW HQ Series.

Outstanding reliability and simple handling

Versatile electrodes for all applications, e.g. wastewater, drinking water, process water

Reliable results from inaccessible measurement locations and over long distances - even for pH

Full GLP data management

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

Προδιαγραφές

GLP χαρακτηριστικά :	Date; Time; Sample ID; Operator ID
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV
mV μέτρηση :	-1500 - 1500 mV
mV μέτρηση με σταθεροποίηση τιμής :	Yes
ORP βαθμονόμηση ηλεκτροδίου :	Predefined ORP standards (including Zobell's solution)
Parameters:	pH
	NA
	NA
PC data transfer software :	HQD Series Meter Data Transfer Utility
pH Electrode calibration:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed
pH Measurement Range:	0 - 14 pH

pH διακριτική ικανότητα :	Selectable:
	0.001/0.01/0.1 pH
Printer:	Yes, Optional
Sensor A:	PHC10103 (3 m)
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: PHC10103
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Temperature compensation:	Automatic Temperature compensation for pH
Type of measurement:	Field Measurements
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	± 0.3 °C
Αποθήκευση δεδομένων :	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Αποθήκευση/μνήμη δεδομένων :	500 records/FIFO
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	500 μετρήσεις
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	Yes
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	337 g (0.75 lb) without batteries; 430 g (0.95 lb) with batteries
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Finnish, Czech, Russian.
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διάστημα/ειδοποιήσεις/ υπενθυμίσειςβαθμονόμησης :	Απενεργοποιημένη, επιλέξιμο από 2 ώρες έως 7 ημέρες
Διεπαφή λειτουργίας :	Soft Touch Keypad
Εγγύηση :	36 μήνες
Είσοδοι :	1
Λειτουργία AC και USB:	Optional
Λειτουργία κλειδώματος οθόνης :	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Μέθοδος μέτρησης :	Probe specific programmed method settings
Μεταφορά δεδομένων :	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-10 - 110 °C
Μήνυμα σφάλματος λειτουργίας :	Clear text error messages displayed
Μοντέλο :	HQ11D – pH/1 Channel
Οθόνη:	Detailed mode/Large mode
Όργανο :	Portable
Παράμετρος :	pH/Oxydo Reduction Potential (ORP)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	90 % relative humidity (non-condensing)
Περιεχόμενο :	Meter + Probe(s) + Reagents
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	PHC10103
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Πρότυπα καθορισμένα από τον χειριστή :	Yes

Σετ,:	Ναι
Σκοπός προμήθειας :	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet™ pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Σταθερή επιλογή ρυθμιστικού :	Color-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 DIN: 1.09, 4.65, 9.23 User-defined custom buffer sets
Τι περιέχει το καλάθι:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Τύπος ηλεκτροδίων :	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Τύπος οθόνης :	240 x 160 pixel LCD with batteriesbacklight illumination

Τι περιέχει το καλάθι

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.