




Σειρά Titralab KF1000, Ογκομετρικός τιτλοδότης Karl Fischer, 1 προχοΐδα, 2 αντλίες

Αρ. προϊόντος:

KF1121.98

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 3 ημερών

Απλές και ακριβείς ογκομετρικές τιτλοδοτήσεις για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία

Το μοντέλο KF1000 είναι ένα αξιόπιστο και εύχρηστο όργανο ακριβείας για την εκτέλεση ογκομετρικών τιτλοδοτήσεων στο εργαστήριο. Αυτός ο τιτλοδότης σχεδιάστηκε στη Γερμανία, ως μέρος της οικογένειας αυτόματων τιτλοδοτών Titralab της Hach και σας επιτρέπει να μετράτε γρήγορα την περιεκτικότητα σε υγρασία. Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος, την υφή, τη διάρκεια ζωής, τη χημική σταθερότητα και την αντιδραστικότητά του, και η ογκομετρική τιτλοδότηση Karl Fischer είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο ουσιών (συμπεριλαμβανομένων χημικών, ελαίων, φαρμακευτικών ουσιών και τροφίμων). Αν εκτελείτε ογκομετρικές τιτλοδοτήσεις για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία, αυτό είναι το μόνο όργανο που χρειάζεστε.

Προδιαγραφές

Burette for Titrant:	Για τίτλο 1
Pump flow rate:	170 mL/λεπτό
Region:	EU
Required Application Package/s:	AP0014.KF1121 περιεκτικότητα σε υγρασία
Supported peripherals:	Εκτυπωτής, λογισμικό υπολογιστή, ζυγός, πληκτρολόγιο, ποντίκι, μονάδα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα
Αντλία :	2
Απαιτήση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαιτήση Ισχύος (Voltage):	100/240 V AC
Αποδοχή όγκου ποτηριού ζέσεως :	Ποτήρια ζέσεως ειδικά για το σύστημα: Αποκλειστικής κυριότητας γυάλινη κυψελίδα μέτρησης, βιδωτή
Αποθήκευση/μνήμη δεδομένων :	Τελευταία 100 δείγματα, αναλύσεις δείγματος QC και τυφλού δείγματος, τελευταίες 10 βαθμονομήσεις
Αυτόματη προσθήκη (εξ) αντιδραστηρίων :	2 ενσωματωμένες περισταλτικές αντλίες για προσθήκη αντιδραστηρίων
Βαθμονόμηση :	Τίτλος
Βάρος :	4 kg
Διάστημα/ειδοποιήσεις/ υπενθυμίσεις/βαθμονόμησης :	Ναι, περίοδο ορίζονται από το χρήστη
Εγγύηση :	24 μήνες
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	KF Titration curve
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	15 - 35 °C
Εφαρμογή:	5

Ηλεκτρόδιο :	MTC Intellical (ψηφιακό τύπου "Plug & Play")
Μέθοδος μέτρησης :	Ογκομετρικός τιτλοδότης Karl Fischer, επιβαλλόμενο ρεύμα AC ή DC
Μεταφορά δεδομένων :	Σε μονάδα USB Flash, μορφή CSV, συμβατότητα με μορφή Excel
Μοντέλο :	KF1121
Πιστοποιήσεις :	Πρότυπο ασφάλειας IEC/EN 61010-1, EMC IEC/EN 61326-1
Προστασία κωδικού πρόσβασης :	Ναι, καθορίζεται από τον χρήστη
Προχοΐδα: διαθέσιμος όγκος :	2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3
Στατώ δείγματος :	Ενσωματωμένα από γυαλί KF, μαγνητικής ανάδευσης, ποτήρια ζέσεως χωρητικότητας έως και 150 mL
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-5 - 40 °C
Τι περιέχει το καλάθι:	1 μονάδα KF1121-Titralab KF1000 Τιτλοδότης 1 μονάδα LZE144- Τροφοδοτικό 1 μονάδα LZE141- Σύστημα τοποθέτησης για σωληνάκια 4 θέσεων 1 μονάδα Βασικό εγχειρίδιο χρήστη Πωλείται ξεχωριστά: Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε το Πακέτο εφαρμογής και τα Αντιδραστήρια και εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς αυτόματου συστήματος δειγματοφορέα AS1000.
Τρόπος μέτρησης :	Δείγμα, τυφλό, δείγμα με τυφλό διάλυμα, δείγμα QC, δείγμα QC με τυφλό διάλυμα
Τύπος :	Karl Fischer
Υγρασία Λειτουργίας:	20 - 80 %
Υλικό :	PP Latene, σιλικόνη, σκληρυμένο γυαλί, POM, ανοξείδωτος χάλυβας. Σχεδίαση ανθεκτική στις πιτσιλιές.

Τι περιέχει το καλάθι

1 μονάδα KF1121-Titralab KF1000 Τιτλοδότης1 μονάδα LZE144- Τροφοδοτικό 1 μονάδα LZE141- Σύστημα τοποθέτησης για σωληνάκια 4 θέσεων 1 μονάδα Βασικό εγχειρίδιο χρήστηΠωλείται ξεχωριστά: Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε το Πακέτο εφαρμογής και τα Αντιδραστήρια και εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς αυτόματου συστήματος δειγματοφορέα AS1000.

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης Karl Fischer: Περιεκτικότητα σε υγρασία (Item AP0014.KF1121)