



Addista Πρότυπο μίας παραμέτρου για το τεστ AOX σε φιαλίδια LCK390

Αρ. προϊόντος:

LCA390

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Σύστημα προτύπων ελέγχου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης (AQA), για το τεστ AOX σε φιαλίδια

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

LCA

Παράμετρος :

AOX

Περιγραφή :

Πρότυπο μίας παραμέτρου ADDISTA για το τεστ AOX με φιαλίδια LCK390

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)