



Addista Πολυπαραμετρικό πρότυπο διάλυμα

Αρ. προϊόντος:

LCA700

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Σύστημα για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης (AQA), που αποτελείται από ένα συνδυασμένο πρότυπο διάλυμα/διάλυμα εμβολιασμού και δύο διαλύματα δοκιμασιών (round robin)

Ισχύει για τα τεστ σε φιαλίδια

- LCK304 Αμμωνιακά, 0,015-2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

- LCK311 Χλωριούχα, 1-70 mg/L Cl

- LCK228 Κάλιο, 5-50 mg/L K

- LCK328 Κάλιο, 8-50 mg/L K

- LCK348 Φωσφορικά (ορθο-), 0,5-5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

- LCK414 / LCK1414 COD, 5-60 mg/L O_2

- LCK238 Ολικό Άζωτο, 5-40 mg/L TN_b

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας

Η συνεχής τεκμηρίωση των μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας των αναλύσεων με χρήση του συστήματος Addista επαληθεύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων σας στην ανάλυση νερού.

Λιγότερη πολυπλοκότητα

Κάθε πρότυπο διάλυμα Addista περιέχει αρκετές παραμέτρους. Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των φιαλών με πρότυπα μίας παραμέτρου στο εργαστήριό σας.

Λιγότερες πηγές σφάλματος

Τα διαλύματα Addista είναι έτοιμα προς χρήση με τα τεστ σε φιαλίδια LCK της Hach. Καθώς δεν χρειάζονται αραιώση, μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας και εξαλείφεται μια επιπλέον πηγή σφάλματος κατά την ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

LCA

Περιγραφή :

Πολυπαραμετρικό πρότυπο διάλυμα ADDISTA

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)