



Addista Πολυπαραμετρικό πρότυπο διάλυμα

Αρ. προϊόντος:

LCA703

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Σύστημα για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης (AQA), που αποτελείται από ένα συνδυασμένο πρότυπο διάλυμα/διάλυμα εμβολιασμού και δύο διαλύματα δοκιμασιών (round robin)

Ισχύει για τα τεστ σε φιαλίδια

<TableBullet/>LCK049 Ορθοφωσφορικά, 1,6-30 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK114 COD, 150-1000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCI400 COD, 0-1000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK303 Αμμωνιακά, 2-47 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 Χλωριούχα, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK339 Νιτρικά, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N

<TableBullet/>LCK350 Φωσφορικά (ορθο-), 2-20 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK353 Θειικά, 150-900 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK386 TOC, 30-300 mg/L C

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας

Η συνεχής τεκμηρίωση των μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας των αναλύσεων με χρήση του συστήματος Addista επαληθεύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων σας στην ανάλυση νερού.

Λιγότερη πολυπλοκότητα

Κάθε πρότυπο διάλυμα Addista περιέχει αρκετές παραμέτρους. Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των φιαλών με πρότυπα μίας παραμέτρου στο εργαστήριό σας.

Λιγότερες πηγές σφάλματος

Τα διαλύματα Addista είναι έτοιμα προς χρήση με τα τεστ σε φιαλίδια LCK της Hach. Καθώς δεν χρειάζονται αραιώση, μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας και εξαλείφεται μια επιπλέον πηγή σφάλματος κατά την ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

LCA

Περιγραφή :

Πολυπαραμετρικό πρότυπο διάλυμα ADDISTA

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)