



Πολυπαραμετρικό πρότυπο Addista, NIST, υγρά απόβλητα, υψηλό εύρος μέτρησης

Αρ. προϊόντος:

LCA720

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πολυπαραμετρικό πρότυπο ποιοτικού ελέγχου για παραμέτρους υγρών αποβλήτων, υψηλό εύρος μέτρησης. Τα συστατικά για το πρότυπο διάλυμα (με εξαίρεση τα αμμωνιακά) είναι ιχνηλάσιμα σε SRM κατά NIST.

Ισχύει για τα τεστ με φιαλίδια

- LCI400 COD (σκεύασμα ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC400 COD (σκεύασμα ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC114, LCK114 COD, 150-1000 mg/L O₂
- APC303, LCK303 Αμμωνιακά, 2-47 mg/L NH₄-N
- APC338, LCK338 Ολικό άζωτο, 20-100 mg/L TN_b
- APC340, LCK340 Νιτρικά, 5-35 mg/L NO₃-N
- APC350, LCK350 Φωσφορικά, 2-20 mg/L PO₄-P

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας

Η συνεχής τεκμηρίωση των μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας των αναλύσεων με χρήση του συστήματος Addista επαληθεύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων σας στην ανάλυση νερού.

Λιγότερη πολυπλοκότητα

Κάθε πρότυπο διάλυμα Addista περιέχει αρκετές παραμέτρους. Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των φιαλών με πρότυπα μίας παραμέτρου στο εργαστήριό σας.

Λιγότερες πηγές σφάλματος

Τα διαλύματα Addista είναι έτοιμα προς χρήση με τα τεστ σε φιαλίδια LCK της Hach. Καθώς δεν χρειάζονται αραιώση, μειώνεται ο χρόνος που παραμένουν στα χέρια σας και εξαλείφεται μια επιπλέον πηγή σφάλματος κατά την ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

LCA

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)