



Be Right™



## Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος μέτρησης 0-150 mg/L O<sub>2</sub>

Αρ. προϊόντος:

LCI500

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



**Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.**

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

**Ακριβείς συγκεντρώσεις της εγκεκριμένης από τα πρότυπα ISO φόρμουλας**

**Εξαιρετικά ακριβές**

**Εκ των προτέρων δοσομετρημένο και έτοιμο για χρήση**

**Χωρίς επαφή με τοξικούς παράγοντες**

**Υπηρεσία απόρριψης/ανακύκλωσης**

### Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	24 τεστ, ένα τυφλό
Εύρος μέτρησης :	0 - 150 mg/L O <sub>2</sub>
Ημερομηνία Λήξης :	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διχρωμικά
Παράμετρος :	COD
Περιγραφή :	Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο
Πρότυπη μέθοδος :	ISO 15705
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)