



Τεστ λουτρών χρωμικού οξέος σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,5-450 g/l CrO₃

Αρ. προϊόντος:

LCK213

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια Hach: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Εύρος μέτρησης (2):	50 - 450 g/L CrO ₃
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Εγγενές χρώμα λουτρών
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Χρωμικό οξύ
Περιγραφή :	Λουτρά επιμετάλλωσης όξινου χρωμίου, γαλβανικά λουτρά χρωμίου
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C