



Τεστ όξινων λουτρών νικελίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 5-120 g/L Ni

Αρ. προϊόντος:

LCK237

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	5 - 120 g/L Ni
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Εγγενές χρώμα λουτρών
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Νικέλιο
Περιγραφή :	Λουτρά επιμετάλλωσης όξινου νικελίου, λουτρά θεικού νικελίου και σουλφαμικού νικελίου
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C