



Be Right™



Τεστ φωτομετρικού δείγματος ιωδίου (ΜΕΒΑΚ) σε φιαλίδια

Αρ. προϊόντος:

LCK240

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Για τιμές ιωδίου >0,2

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	> 0,2
Ημερομηνία Λήξης :	18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ΜΕΒΑΚ II
Παράμετρος :	Φωτομετρικό δείγμα ιωδίου (PIS)
Περιγραφή :	ανάλογη μέθοδος ΜΕΒΑΚ
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C