



Τεστ μονάδων πικρότητας (ΜΕΒΑΚ) σε φιαλίδια ≥ 2 BU

Αρ. προϊόντος:

LCK241

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	≥ 2 Bitter units
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Ανάλογη μέθοδος ΜΕΒΑΚ
Όργανο :	DR6000
Παράμετρος :	Μονάδες πικρότητας
Πρότυπη μέθοδος :	ΜΕΒΑΚ
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C