



Τεστ για γειτονικές δικετόνες σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,015-0,5 mg/kg διακετυλίου

Αρ. προϊόντος:

LCK242

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αποφεύγετε αλλαγές στην γευση και διασφαλίζετε την ποιότητα του προϊόντος μετρώντας VDK(γειτονικές δικετόνες)

Για χρήση με το φασματοφωτόμετρο HACH DR 6000. Το LCK242 προσφέρει σε εσάς την δυνατότητα της μέτρησης παρουσίας των γειτονικών δικετόνων με λιγότερη διαδικασία και χωρίς χημικά απόβλητα. Επιπλέον τα φιαλίδια παρέχουν αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας χωρίς εξωτερικές επιδράσεις. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να απλοποιούν τις αναλύσεις στην ζυθοποιία , με ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά.

Έτοιμο για χρήση, υψηλής ακρίβειας προδοσομετρημένα τεστ φιαλιδίων

Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων χάρη στο γραμμικό κώδικα

Τεχνολογία RFID για τεκμηρίωση της ημερομηνίας λήξης των φιαλιδίων και της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας των αναλύσεων

Δεν απαιτείται τυφλό διάλυμα

Καινοτόμα τεχνολογία φιαλιδίων και αντιδραστηρίων

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,015 - 0,5 mg/kg Διακετύλιο
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Ανάλογη μέθοδος ΜΕΒΑΚ
Όργανο :	DR6000
Παράμετρος :	Γειτονικές δικετόνες (VDK)
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)