



## Τεστ αργιλίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,02-0,5 mg/L Al

Αρ. προϊόντος:

LCK301

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



**Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.**

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

**Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης**

**Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων**

**Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα**

**Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο**

**Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης**

---

### Προδιαγραφές

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Αριθμός δοκιμών :     | 24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα) |
| Εύρος μέτρησης :      | 0,02 - 0,5 mg/L Al                         |
| Κατηγορία:            | LCK                                        |
| Όνομα μεθόδου :       | Χρωμαζουρόλη S                             |
| Όργανο :              | DR3900, DR6000, DR1900                     |
| Παράμετρος :          | Αργίλιο                                    |
| Συνθήκες Αποθήκευσης: | 15 - 25 °C                                 |