



Τεστ αμμωνίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 2,0-47,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

Αρ. προϊόντος:
EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

LCK303

Επικίνδυνο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Truecal:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	2 - 47 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Εύρος μέτρησης (2):	2,5 - 60 mg/L NH_4
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Αμμωνιακά
Περιγραφή :	Αμμωνιακά
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)