



Τεστ χρωμίου (III και VI) σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,03-1,0 mg/L Cr

Αρ. προϊόντος:

LCK313

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι, για το ολικό χρώμιο
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Το τεστ περιλαμβάνει χώνευση για το ολικό χρώμιο
Εύρος μέτρησης :	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Εύρος μέτρησης (2):	0,03 - 1,0 mg/L Cr ολικό
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Χρώμιο
Περιγραφή :	Χρώμιο VI και ολικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)