



Τεστ σιδήρου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,2-6,0 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

LCK321

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι, για τον ολικό σίδηρο
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού σιδήρου, χρησιμοποιήστε το CRACK SET LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Σίδηρος
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)