



Τεστ νικελίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,1-6,0 mg/L Ni

Αρ. προϊόντος:

LCK337

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι, για το ολικό νικέλιο
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού νικελίου, χρησιμοποιήστε το CRACK SET LCW902.
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 6,0 mg/L Ni
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διμεθυλογλυοξίμη
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Νικέλιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C