



Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 20-100 mg/L TNb

Αρ. προϊόντος:

LCK338

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επίσημως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Truecal:	Ναι
Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	20 - 100 mg/L TN _b
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Ολικό άζωτο (Laton)
Περιγραφή :	Δεσμευμένο ολικό άζωτο
Πρότυπη μέθοδος :	EN ISO 11905-1 Χώνευση με υπεροξοδισουλφιδικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C