



Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,23-13,5 mg/L NO₃-N

Αρ. προϊόντος:
EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

LCK339

Επικίνδυνο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επίσημως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Truecal:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,23 - 13,5 mg/L NO ₃ -N
Εύρος μέτρησης (2):	1,0 - 60,0 mg/L NO ₃
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Νιτρικά
Περιγραφή :	Νιτρικά
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C